

# Dépistage Néonatal




**SPOT-it**™

Newborn Screening Assays


## Kit SPOT-it™ de dépistage néonatal par qPCR

- Solution complète pour le dépistage des SCID, SMA et XLA. Inclut l'extraction ADN
- Résultats en moins de 3 heures
- Système de plaques prêtes-à-l'emploi
- Seulement 2 étapes de pipettage pour une manipulation simple
- Protocole adaptable aux besoins des laboratoires

## Visualisation des courbes d'amplifications



Courbe d'amplification à partir d'échantillons normaux de nouveau-nés



Courbe d'amplification à partir d'échantillons de contrôle SMA

## Interprétation facile des résultats



## Le logiciel d'analyse SPOT-it™

Le logiciel d'interprétation des résultats propose une visualisation rapide et claire des résultats. Le logiciel contrôle tous les paramètres qualités de la plaque (courbe d'amplification, contrôles qualités) et retourne des valeurs "INFÉRIEUR AU SEUIL" "SUPÉRIEUR AU SEUIL" "INCONCLUSIF". Les plaques PCR qui ne passent pas le contrôle qualité sont automatiquement identifiées avec un code-couleur différent.

